



KATALOG PRODUKTOWY **MEDCOR**

KATALOG PRODUKTOWY **MEDCOR**



Autoryzowany dystrybutor produktów
firmy Lotus Surgicals PVT. LTD.:

Medcor Sp. z o.o.

ul. Derkaczy 34A

04-973 Warszawa

NIP: 952-215-91-06

REGON: 0000666394

www.medcor.pl

biuro@medcor.pl

RODZAJE NICI

Znaki towarowe i nazwy handlowe produktów Medcor:

Solus® - Nici plecione z poliglikolu

Solus 910™ - Nici plecione z kopolimeru składającego się z glikolu oraz L-laktydu, powlekane (poliglaktyna 910)

Solus 910 Swift™ - Szybkowchłaniające nici plecione, powlekane (poliglaktyna 910)

Mass™ - Monofilamentowe nici z poliestru poli (p-dioxanonu)

Monolus™ - Monofilamentowe nici sporządzone z kopolimeru składającego się z glikolu oraz co-kaprolaktonu (poliglekapron 25)

Esterlus™ - Nici plecione poliestrowe

Silkus® - Nici plecione jedwabne, czarne

Prolus® - Monofilamentowe nici z polipropylenu, niebieskie

Nylus® - Monofilamentowe nici z poliamidu, czarne

Stelus™ - Drut chirurgiczny monofilamentowy ze stali nierdzewnej (316 L)

SPIS TREŚCI

Informacje o firmie	5
Informacje na etykietach	6
Szwy wchłanialne	8
Solus® - Nici plecione z poliglikolu	9
Solus 910™ - Nici plecione z kopolimeru składającego się z glikolu oraz L-laktydu, powlekane (poliglaktyna 910)	17
Solus 910 Swift™ - Szybkowchłanialne nici plecione, powlekane (poliglaktyna 910)	26
Mass™ - Monofilamentowe nici z poliestru poli (p-dioxanonu)	30
Monolus™ - Monofilamentowe nici sporządzone z kopolimeru składającego się z glikolu oraz co-kaprolaktonu (poliglekapron 25)	34
Szwy niewchłanialne	37
Esterlus™ - Nici plecione poliestrowe	38
Silkus® - Nici plecione jedwabne, czarne	42
Prolus® - Monofilamentowe nici z polipropylenu, niebieskie	47
Nylus® - Monofilamentowe nici z poliamidu, czarne	59
Stelus™ - Drut chirurgiczny monofilamentowy ze stali nierdzewnej (316 L)	65
Zamówienia produktów	68





Medcor oferuje szeroką gamę nici chirurgicznych wchłanialnych i niewchłanialnych wytwarzanych zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi standardami produkcji, sterylizacji i sprzedaży:

- Znak CE potwierdza, że oferowane szwy spełniają wszystkie wymagania zasadnicze oraz przepisy prawa, normy jakości i bezpieczeństwa dotyczące wyrobów medycznych
- W zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów medycznych posiadamy certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania, który jest zaświadczeniem potwierdzającym zgodność warunków wytwarzania z wymaganiami GMP
- System zarządzania jakością w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów medycznych jest zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015
- W zakresie produkcji, sterylizacji i sprzedaży wyrobów medycznych posiadamy system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 13485:2003
- Produkcja i sterylizacja naszych wyrobów powstaje w konsultacji technicznej z H & A Consultants, Williamsburg, VA 23188, USA.

W naszym katalogu prezentujemy kompletną gamę syntetycznych, wchłanialnych i niewchłanialnych nici plecionych oraz monofilamentowych, do zastosowania we wszystkich specjalizacjach i procedurach chirurgicznych, w tym chirurgii sercowo-naczyniowej i plastycznej.

Nasza oferta skierowana jest zarówno do publicznych, jak i prywatnych szpitali, klinik i placówek ochrony zdrowia. Dzięki dostarczaniu przez nas produktom poprawia się jakość i skuteczność leczenia pacjentów oraz komfort pracy lekarzy.



INFORMACJE NA ETYKIETACH

Medcor używa oznakowania zgodnego z dyrektywą w sprawie wyrobów medycznych (normy EN 980)



Oznakowanie CE i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej.
Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG w sprawie wyrobów medycznych



Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją użytkowania



Wyłącznie do użytku jednorazowego



Chronić przed światłem słonecznym



MM YY

Zużyć do końca miesiąc-rok



MM YY

Wyprodukowano miesiąc-rok

LOT

Numer serii

STERILE EO

Metoda sterylizacji – tlenek etylenu

STERILE R

Metoda sterylizacji - napromieniowanie

RODZAJE I SYMBOLE IGIEŁ

RODZAJE I SYMBOLE IGIEŁ

PROFIL IGŁY	Symbol
IGŁA OKRĄGŁA	
IGŁA TĘPA	
IGŁA OKRĄGŁO-TNĄCA	
IGŁA KONWENCJONALNIE TNĄCA (CONVENTIONAL CUTTING)	
IGŁA ODWROTNIE TNĄCA	
SZPATUŁKA	

GRUBOŚCI NICI CHIRURGICZNYCH

SKALA UPS (United State Pharmacopeia)	SKALA METRYCZNA
12--0	0.01
11--0	0.1
10--0	0.2
9--0	0.3
8--0	0.4
7--0	0.5
6--0	0.7
5--0	1
4--0	1.5
3--0	2
2--0	3
0	3.5
1	4
2	5
3 i 4	6
5	7

RODAJE I KSZTAŁT IGIEŁ

RODZAJ IGŁY	KSZTAŁT
$\frac{5}{8}$ KOŁA	
$\frac{1}{2}$ KOŁA	
$\frac{3}{8}$ KOŁA	
$\frac{1}{4}$ KOŁA	
PROSTA	
HACZYKOWATA	

NICI WCHŁANIALNE

Syntetyczne nici wchłanialne plecione oraz monofilamentowe mają szerokie zastosowanie po zabiegach chirurgicznych tkanek miękkich, w okulistyce oraz gdy szybkie wchłanianie nici jest korzystne dla zdrowia pacjenta.

W naszym asortymencie oferujemy syntetyczne nici wchłanialne plecione:

Solus® - Nici plecione z poliglikolu

Solus 910™ - Nici plecione z kopolimeru składającego się z glikolu oraz L-laktydu, powlekane (poliglaktyna 910)

Solus 910 Swift™ - Szybkowchłanialne nici plecione, powlekane (poliglaktyna 910)

Oraz syntetyczne nici wchłanialne monofilamentowe (jednowłóknowe):

Mass™ - Monofilamentowe nici z poliestru poli (p-dioxanonu)

Monolus™ - Monofilamentowe nici sporządzone z kopolimeru składającego się z glikolu oraz co-kaprolaktonu (poliglekapron 25)

Syntetyczne szwy chłonne mają charakter higroskopijny, dlatego też każda wyprodukowana partia jest poddawana do analizy wilgotności za pomocą kulometrycznego titratora Karla Fischera. Partie są uwalniane tylko wtedy, gdy zawartość wilgoci na szwie jest mniejsza niż 200 ppm. Gwarantuje to, że szwy mają trwałość 5 lat z utrzymaniem pełnej wytrzymałości nici w tym okresie trwałości.

Cały asortyment syntetycznych szwów wchłanialnych jest dostępny w hermetycznie zamkniętych opakowaniach odklejanej (peel-off) folii aluminiowej opracowane w porozumieniu z Dupont, USA - światowej sławy ekspertów w opakowaniach i polimerach przemysłowych.



Solus®

POWLEKANY SZEW SYNTETYCZNY,
PLECIONY

POWLEKANY SZEW SYNTETYCZNY, WCHŁANIAŁNY, PLECIONY

Szczegóły Produktu:

Skład: Kwas poliglikolowy

Struktura: Pleccionka

Powlekanie: Polikaprolakton i stearynian wapnia

Podtrzymywanie tkankowe in vitro: 83% po 2 tygodniach

Reakcja tkankowa: Nie wykazują antygenowości, są apirogenne i podczas wchłaniania wywołują jedynie łagodny odczyn tkankowy

Czas wchłaniania: Całkowicie wchłaniany w ciągu 60-90 dni

Sterylizacja: 100% tlenek etylenu

Dostępne w rozmiarach: 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1, 2

Kolor: Fioletowy i niebarwiony


Okres trwałości: 5 lat

Sposób pakowania: Opakowania z 12 i 36 szwami

Cechy charakterystyczne:

- Miękki materiał ułatwiający gładkie przejście przez tkanki (nie traumatyzuje tkanek)
- Dobre właściwości wiązania dzięki lepszej i nowoczesnej technologii wytwarzania pleccionki.
- Bardzo wysoka początkowa wytrzymałość na rozciąganie i doskonała elastyczność nici.
- Łatwe sprowadzenie wężła i możliwość skorygowania jego położenia.
- Mniej niż 200 ppm wilgoci zapewniający pełny 5-letni okres przechowywania.
- Wytrzymałość na pociągnięcie i wytrzymałość igły zgodne z wymogami Farmakopei USA (U.S.P.) oraz Farmakopei Europejskiej (PhEUR)

Profil podtrzymywania tkankowego:





SZEW SYNTETYCZNY WCHŁANIAŁNY, PLECIONY Z POLIGLIKOLU

IGŁA OKRĄGŁA - TAPER POINT

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici								
			8-0	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
9 mm 	3/8 Koła	30 cm			LNW 9575 LNW 2672						
9.3 mm Podwójna 	3/8 Koła	30 cm	LNW 9577								
16 mm 	1/2 Koła	45 cm				LNW 2303					
		70 cm					LNW 2305				
20 mm 	1/2 Koła	45 cm					LNW 2304 S				
		45 cm (10 lengths per foil)						LNW 2504			
		70 cm					LNW 2304	LNW 2437			
25 mm 	1/2 Koła	70 cm Niebarwiona						LNW 2123			
		90 cm						LNW 2528			
25 mm Podwójna 	1/2 Koła	90 cm						LNW 2528 DA			
27 mm 	5/8 Koła Premium	75 cm							LNW 2318HAL		
30 mm 	1/2 Koła	30 cm							LNW 2030		
		45 cm							LNW 2317 M		
		45 cm (5 lengths per foil)							LNW 2508		
		45 cm (10 lengths per foil)							LNW 2503		
		70 cm							LNW 2341	LNW 2342	
		90 cm							LNW 2317 LNW 2317-3	LNW 2338	
		90 cm Undyed								LNW 2337	
		110 cm							LNW 2317 VS		LNW 2827 VS
36 mm 	1/2 Koła	90 cm Niebarwiona							LNW 945	LNW 946	

SZEW SYNTETYCZNY WCHŁANIAŁNY, PLECIONY Z POLIGLIKOLU

IGŁA OKRĄGŁA - TAPER POINT

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
 40 mm	½ Koła	45 cm					LNW 2345 M	LNW 2346 M		
		45 cm (5 lengths per foil)						LNW 2507		
		45 cm (10 lengths per foil)						LNW 2502	LNW 2501	
		70 cm						LNW 2546		
		90 cm					LNW 2345	LNW 2346 LNW 2346-3	LNW 2360	
		90 cm Niebarwiona						LNW 2346 U		
		110 cm						LNW 2346 VS LNW 2346 VS-3		
		120 cm							LNW 2360 L	
 40 mm HEAVY	½ Koła	20 cm							LNW 2347 SP	
		45 cm							LNW 2347 M	
		70 cm							LNW 2359	
		90 cm							LNW 2347 LNW 2347-3	LNW 2352
		90 cm Niebarwiona							LNW 2344 LNW 2344-3	
		110 cm							LNW 2347 VS LNW 2347 VS-3	LNW 2352 VS
		120 cm							LNW 2350	
 45 mm HEAVY	½ Koła	90 cm							LNW 2347 PB	
		120 cm							LNW 2347 PB L	
 50 mm	½ Koła	75 cm							LNW 9251	
		90 cm						LNW 2346 SP		
 50 mm HEAVY	½ Koła	75 cm								LNW 2355
		100 cm							LNW 2448	
		110 cm							LNW 2448 L	

SZEW SYNTETYCZNY WCHŁANIAŁNY, PLECIONY Z POLIGLIKOLU

IGŁA OKRĄGŁO-TNĄCA - TAPER CUT

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici						
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
17 mm 	½ Koła	45 cm				LNW 2515			
30 mm 	½ Koła	45 cm					LNW 2511 HK		
		70 cm						LNW 2518 SP	
30 mm HEAVY 	½ Koła	45 cm							LNW 2511 G
36 mm 	½ Koła	90 cm (OB-GY)				LNW 2516		LNW 2517	
38 mm 	½ Koła	45 cm					LNW 2511 A		
40 mm 	½ Koła	45 cm						LNW 1045	
		90 cm (OB-GY)						LNW 2518	LNW 2519
		90 cm Niebarwiona						LNW 2518 U	
		110 cm						LNW 2518 L	
40 mm HEAVY 	½ Koła	70 cm							LNW 2363
		90 cm (OB-GY)							LNW 2364

SZEW SYNTETYCZNY WCHŁANIAŁNY, PLECIONY Z POLIGLIKOLU

IGŁA KONWENCJONALNIE TNĄCA - CONVENTIONAL CUTTING

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
16 mm 	$\frac{3}{8}$ Koła Premium	45 cm		LNW 2442		LNW 2471				
		70 cm Niebarwiona			LNW 2443					
16 mm 	$\frac{5}{8}$ Koła	45 cm			LNW 2465					
19 mm 	$\frac{3}{8}$ Koła Premium	70 cm Niebarwiona				LNW 2402 S				
		90 cm Niebarwiona				LNW 2402				
22 mm 	$\frac{3}{8}$ Koła	45 cm				LNW 2401				
22 mm 	$\frac{1}{2}$ Koła	90 cm				LNW 2472				
25 mm 	$\frac{3}{8}$ Koła Premium	90 cm Niebarwiona				LNW 2328				
26 mm 	$\frac{3}{8}$ Koła	90 cm Niebarwiona					LNW 2404			
45 mm 	Prosta	90 cm			LNW 2388					
60 mm 	Prosta	76 cm					LNW 2390			
		90 cm								LNW 2354
		90 cm Niebarwiona				LNW 2389				

SZEW SYNTETYCZNY WCHŁANIAŁNY, PLECIONY Z POLIGLIKOLU

IGŁA ODWROTNIE TNĄCA - REVERSE CUTTING

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
12 mm 	3/8 Koła	45 cm	LNW 2671		LNW 2494	LNW 2495				
12 mm 	3/8 Koła Premium	45 cm		LNW 2493						
23 mm 	1/2 Koła	30 cm Niebarwiona					LNW 2693 SA(S)			
		45 cm						LNW 2510 SB		
		70 cm						LNW 2510 SB/L		
		90 cm Niebarwiona					LNW 2693 SA			
23 mm HEAVY 	1/2 Koła	35 cm							LNW 2826	
		70 cm							LNW 2826 L	
24 mm 	3/8 Koła	70 cm Niebarwiona				LNW 936				
24.3 mm 	3/8 Koła	70 cm				LNW 2522				
26 mm 	3/8 Koła	70 cm Niebarwiona				LNW 2407				
27 mm 	5/8 Koła	45 cm					LNW 2694	LNW 2511 SB	LNW 2827	
		70 cm						LNW 2511 SB/L		
30 mm 	J Type	90 cm						LNW 2512	LNW 2828	
36 mm 	1/2 Koła	45 cm						LNW 2534 M		
								LNW 2534 DS		
		90 cm						LNW 2534		
40 mm 	1/2 Koła							LNW 2534 T		
		45 cm					LNW 2382 M			
		90 cm					LNW 2382	LNW 2422	LNW 2478	
		90 cm Niebarwiona					LNW 2382 U			

SZEW SYNTETYCZNY WCHŁANIAŁNY, PLECIONY Z POLIGLIKOLU


IGŁA ODWROTNIE TNĄCA - REVERSE CUTTING

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
40 mm HEAVY 	½ Koła	45 cm							LNW 2421 M	
		90 cm							LNW 2421 LNW 2421 T	LNW 2351
		(1 x 90 cm) (9 x 45 cm)							LNW 2509-9	
50 mm HEAVY 	½ Koła	90 cm							LNW 2438	LNW 2353

SZPATUŁKA - SPATULATED

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici						
			8-0	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0
6 mm 	3/8 Koła Micro Point	30 cm	LNW 2348	LNW 2561					
8 mm Podwójna 	1/4 Koła Premium Point	45 cm			LNW 2670				

PODWÓJNA - DOUBLE ARMED

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici					
			4-0	3-0	2-0	0	1	2
40 mm Podwójna 	½ Koła Round Bodied, ½ Koła Taper Cut	140 cm				LNW 2340	LNW 2140 GF	
		160 cm					LNW 2160 GF	
		180 cm			LNW 2220 GF	LNW 2380 GF	LNW 2180 GF	LNW 2280 GF

SZWY BEZIGŁOWE - PRE-CUT SUTURES

Długość nici	Rozmiar nici					
	4-0	3-0	2-0	0	1	2
3 x 45 cm	WN 2604	WN 2603	WN 2602	WN 2601		

Opakowania z 12 szwami



Solus 910™

POWLEKANY SZEW SYNTETYCZNY WCHŁANIAŁNY,
PLECIONY (POLIGLAKTYNA 910)

Solus 910™

POWLEKANY SZEW SYNTETYCZNY WCHŁANIAŁNY, PLECIONY (POLIGLAKTYNA 910)

Szczegóły Produktu:

Skład: Kopolimer składający się z glikolidu oraz L-laktydu (Poliglaktyna 910)

Struktura: Plecionka

Powleczenie: Mieszanina z kopolimeru glikolidu i laktydu (glacomer 37) oraz stearynianu wapnia

Podtrzymywanie tkankowe in vitro: 81% po 2 tygodniach

Reakcja tkankowa: Nie wykazują antygenowości, są apirogenne i podczas wchłaniania wywołują jedynie łagodny odczyn tkankowy

Czas wchłaniania: Całkowicie wchłaniany w ciągu 54 - 70 dni

Sterylizacja: 100% tlenek etylenu

Dostępne w rozmiarach: 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1, 2

Kolor: Fioletowy i niebarwiony


Okres trwałości: 5 lat

Sposób pakowania: Opakowania z 12 i 36 szwami

Cechy charakterystyczne:

- Miękki materiał ułatwiający gładkie przejście przez tkanki (nie traumatyzuje tkanek).
- Dobre właściwości wiązania dzięki lepszej i nowoczesnej technologii wytwarzania plecionki.
- Bardzo wysoka początkowa wytrzymałość na rozciąganie i doskonała elastyczność nici.
- Łatwe sprowadzenie węzła i możliwość skorygowania jego położenia.
- Mniej niż 200 ppm wilgoci zapewniający pełny 5-letni okres przechowywania.
- Bardzo niska kapilarność.
- Szew antybakteryjny Solus 910 AM® posiada strefę hamowania wzrostu drobnoustrojów chorobotwórczych najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne (tzw. SSI – Surgical Site Infections)
- Szwy zgodne z wymogami Farmacopei USA (U.S.P.) oraz Farmacopei Europejskiej (PhEUR).

Profil podtrzymywania tkankowego:



Solus 910™

POWLEKANY SZEW SYNTETYCZNY WCHŁANIAŁNY, PLECIONY (POLIGLAKTYNA 910)



IGŁA OKRĄGŁA - TAPER POINT

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici								
			8-0	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
9 mm 	3/8 Koła	30 cm			LNW 9575-910 LNW 2672-910						
9.3 mm Podwójna 	3/8 Koła	30 cm	LNW 9577-910								
16 mm 	1/2 Koła	45 cm				LNW 2303-910					
		70 cm					LNW 2305-910				
19 mm 	1/2 Koła	70 cm					LNW 2420-910				
20 mm 	1/2 Koła	45 cm				LNW 2520-910	LNW 2304 S-910				
		45 cm (10 lengths per foil)						LNW 2504-910			
		70 cm					LNW 2304-910	LNW 2437-910			
22 mm 	1/2 Koła	70 cm						LNW 2322-910			
25 mm 	1/2 Koła	70 cm Niebarwiona						LNW 2123-910			
		90 cm						LNW 2528-910			
25 mm Podwójna 	1/2 Koła	90 cm						LNW 2528 DA-910			
27 mm 	5/8 Koła Premium	75 cm							LNW 2318-910 HAL		
30 mm 	1/2 Koła	30 cm							LNW 2030-910		
		45 cm							LNW 2317 M-910		
		45 cm (5 lengths per foil)							LNW 2508-910		
		45 cm (10 lengths per foil)							LNW 2503-910		
		70 cm							LNW 2341-910 LNW 2317-910 LNW 2317-3-910	LNW 2342-910 LNW 2338-910	
		90 cm									
		90 cm Niebarwiona								LNW 2337-910	
		110 cm							LNW 2317 VS-910		LNW 2827 VS-910

Solus 910™

POWLEKANY SZEW SYNTETYCZNY WCHŁANIAŁNY, PLECIONY (POLIGLAKTYNA 910)

IGŁA OKRĄGŁA - TAPER POINT

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
 36 mm	½ Koła	90 cm						LNW 2436-910		
		90 cm Niebarwiona					LNW 945-910	LNW 946-910		
 40 mm	½ Koła	45 cm					LNW 2345 M-910	LNW 2346 M-910		
		45 cm (5 lengths per foil)						LNW 2507-910		
		45 cm (10 lengths per foil)						LNW 2502-910	LNW 2501-910	
		70 cm						LNW 2546-910		
		90 cm					LNW 2345-910	LNW 2346-910	LNW 2360-910	
		90 cm Niebarwiona						LNW 2346 U-910		
		110 cm						LNW 2346 VS-910		
		120 cm						LNW 2346 VS-3-910		
 40 mm HEAVY	½ Koła	20 cm							LNW 2347 SP-910	
		45 cm							LNW 2347 M-910	
		70 cm							LNW 2359-910	
		90 cm							LNW 2347-910	LNW 2352-910
		90 cm Niebarwiona							LNW 2347-3-910	
									LNW 2344-910	
									LNW 2344-3-910	
		110 cm							LNW 2347 VS-910	LNW 2352 VS-910
 45 mm HEAVY	½ Koła	90 cm							LNW 2347 PB-910	
		120 cm							LNW 2347 PB L-910	
 48 mm	½ Koła	90 cm							LNW 2548-910	
 50 mm	½ Koła	75 cm							LNW 9251-910	
		90 cm						LNW 2346-910 SP		

Solus 910™

POWLEKANY SZEW SYNTETYCZNY WCHŁANIAŁNY, PLECIONY (POLIGLAKTYNA 910)

IGŁA OKRĄGŁA - TAPER POINT

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici						
			5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
50 mm HEAVY 	½ Koła	75 cm							LNW 2355-910
		100 cm						LNW 2448-910	
		110 cm						LNW 2448 L-910	

IGŁA OKRĄGŁO-TNĄCA - TRAPER CUT

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici						
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
17 mm 	½ Koła	45 cm				LNW 2515-910			
30 mm 	½ Koła	45 cm					LNW 2511 HK-910		
		70 cm						LNW 2518-910 SP	
30 mm HEAVY 	½ Koła	45 cm							LNW 2511 G-910
36 mm 	½ Koła	90 cm							LNW 2425-910
		90 cm (OB-GY)				LNW 2516-910		LNW 2517-910	
38 mm 	½ Koła	45 cm					LNW 2511 A-910		
40 mm 	½ Koła	45 cm						LNW 1045-910	
		90 cm (OB-GY)						LNW 2518-910	LNW 2519-910
		90 cm Niebarwiona						LNW 2518 U-910	
		110 cm						LNW 2518 L-910	
40 mm HEAVY 	½ Koła	70 cm							LNW 2363-910
		90 cm (OB-GY)							LNW 2364-910

Solus 910™

POWLEKANY SZEW SYNTETYCZNY WCHŁANIAŁNY, PLECIONY (POLIGLAKTYNA 910)

IGŁA KONWENCJONALNIE TNĄCA - CONVENTIONAL CUTTING

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
16 mm 	3/8 Koła Premium	45 cm		LNW 2442-910		LNW 2471-910				
		70 cm Niebarwiona			LNW 2443-910					
16 mm 	5/8 Koła	45 cm			LNW 2465-910					
19 mm 	3/8 Koła Premium	70 cm Niebarwiona				LNW 2402 S-910				
		90 cm Niebarwiona				LNW 2402-910				
22 mm 	3/8 Koła	45 cm				LNW 2401-910				
22 mm 	1/2 Koła	90 cm				LNW 2472-910				
25 mm 	3/8 Koła Premium	90 cm Niebarwiona				LNW 2328-910				
26 mm 	3/8 Koła	90 cm Niebarwiona					LNW 2404-910			
45 mm 	Prosta	90 cm			LNW 2388-910					
60 mm 	Prosta	76 cm					LNW 2390-910			
		90 cm								LNW 2354-910
		90 cm Niebarwiona				LNW 2389-910				

Solus 910™

POWLEKANY SZEW SYNTETYCZNY WCHŁANIAŁNY, PLECIONY (POLIGLAKTYNA 910)

IGŁA ODWROTNIE TNĄCA - REVERSE CUTTING

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
12 mm 	3/8 Koła	45 cm	LNW 2671-910		LNW 2494-910	LNW 2495-910				
12 mm 	3/8 Koła Premium	45 cm		LNW 2493-910						
16 mm 	3/8 Koła	45 cm		LNW 2516-910						
		70 cm Niebarwiona			LNW 2416-910					
19 mm 	3/8 Koła	70 cm Niebarwiona			LNW 2419-910					
23 mm 	1/2 Koła	30 cm Niebarwiona					LNW 2693 SA(S)-910			
		45 cm						LNW 2510 SB-910		
		70 cm						LNW 2510 SB/L-910		
		90 cm Niebarwiona					LNW 2693 SA-910			
23 mm HEAVY 	1/2 Koła	35 cm							LNW 2826-910	
		70 cm							LNW 2826 L-910	
24 mm 	3/8 Koła	67 cm				LNW 2319-910				
		70 cm Niebarwiona				LNW 936-910				
24.3 mm 	3/8 Koła	70 cm				LNW 2522-910				
26 mm 	3/8 Koła	70 cm Niebarwiona				LNW 2407-910				
27 mm 	5/8 Koła	45 cm					LNW 2694-910	LNW 2511 SB-910	LNW 2827-910	
		70 cm						LNW 2511 SB/L-910		
30 mm 	J Type	90 cm						LNW 2512-910	LNW 2828-910	
36 mm 	1/2 Koła	45 cm						LNW 2534 M-910		
								LNW 2534 DS-910		
		90 cm						LNW 2534-910		
								LNW 2534 T-910		

Solus 910™

POWLEKANY SZEW SYNTETYCZNY WCHŁANIAŁNY, PLECIONY (POLIGLAKTYNA 910)

IGŁA ODWROTNIE TNĄCA - REVERSE CUTTING

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
 40 mm	½ Koła	45 cm					LNW 2382 M-910			
		90 cm					LNW 2382-910	LNW 2422-910	LNW 2478-910	
		90 cm Niebarwiona					LNW 2382 U-910			
 40 mm HEAVY	½ Koła	45 cm							LNW 2421 M-910	
		90 cm							LNW 2421-910 LNW 2421 T-910	LNW 2351-910
		(1 x 90 cm) (9 x 45 cm)							LNW 2509-9-910	
 50 mm HEAVY	½ Koła	90 cm							LNW 2438-910	LNW 2353-910

SZPATUŁKA - SPATULATED

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici						
			8-0	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0
6 mm 	3/8 Koła Micro Point	30 cm	LNW 2348-910	LNW 2561-910					
8 mm Podwójna 	1/4 Koła Premium Point	45 cm			LNW 2670-910				

PODWÓJNA - DOUBLE ARMED

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici					
			4-0	3-0	2-0	0	1	2
 40 mm Podwójna	½ Koła Round Bodied, ½ Koła Taper Cut	140 cm				LNW 2340-910	LNW 2140 GF-910	
		160 cm					LNW 2160 GF-910	
		180 cm			LNW 2220 GF-910	LNW 2380 GF-910	LNW 2180 GF-910	LNW 2280 GF-910

SZWY BEZIGŁOWE - PRE-CUT SUTURES

Długość nici	Rozmiar nici					
	4-0	3-0	2-0	0	1	2
3 x 45 cm	WN 2604-910	WN 2603-910	WN 2602-910	WN 2601-910		

Opakowania z 12 szwami



Solus 910 Swift™

POWLEKANY SZEW SYNTETYCZNY SZYBKOWCHŁANIAJĄCY,
PLECIONY (POLIGLAKTYNA 910)

Solus 910 Swift™

POWLEKANY SZEW SYNTETYCZNY SZYBKOWCHŁANIAŁNY, PLECIONY (POLIGLAKTYNA 910)

Szczegóły Produktu:

Skład: Kopolimer składający się z glikolidu oraz L-laktydu (Poliglaktyna 910)

Struktura: Pleccionka

Powlekanie: Mieszanina polikaprolaktonu i stearynianu wapnia

Podtrzymywanie tkankowe in vitro: 61% po 1 tygodniu

Reakcja tkankowa: Nie wykazują antygenowości, są apirogenne i podczas wchłaniania wywołują jedynie łagodny odczyn tkankowy

Czas wchłaniania: Całkowicie wchłaniany w ciągu 40 - 60 dni

Sterylizacja: 100% tlenek etylenu

Dostępne w rozmiarach: 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1, 2

Kolor: Niebarwiony


Okres trwałości: 5 lat

Sposób pakowania: Opakowania z 12 szwami

Cechy charakterystyczne:

- Nie traci powleczenia podczas szycia.
- Bardzo wysoka początkowa wytrzymałość na rozciąganie.
- Miękki materiał ułatwiający gładkie przejście przez tkanki (nie traumatyzuje tkanek).
- Łatwe sprowadzenie węzła i możliwość skorygowania jego położenia.
- Szwy zgodne z wymogami Farmacopei USA (U.S.P.) oraz Farmakopei Europejskiej (PhEUR).

Profil podtrzymywania tkankowego:



Solus 910 Swift™

POWLEKANY SZEW SYNTETYCZNY SZYBKOWCHŁANIAJĄCY, PLECIONY (POLIGLAKTYNA 910)

IGŁA OKRĄGŁA - TAPER POINT

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici						
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
26 mm 	½ Koła	70 cm				LNW 2764			
36 mm 	½ Koła	90 cm						LNW 2036	
		100 cm					LNW 2761 RB		

IGŁA OKRĄGŁO-TNĄCA - TAPER CUT

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici						
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
36 mm 	½ Koła	70 cm					LNW 2762 ML		
		90 cm					LNW 2762		
		100 cm					LNW 2761		
		110 cm					LNW 2762-ER	LNW 2763	
40 mm 	½ Koła	70 cm						LNW 2763 ML	
		110 cm						LNW 2763 SP	

IGŁA KONWENCJONALNIE TNĄCA - CONVENTIONAL CUTTING

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici						
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
12 mm 	3/8 Koła Premium	45 cm	LNW 9913	LNW 9913					
16 mm 	3/8 Koła	45 cm			LNW 2718	LNW 2719			
16 mm 	3/8 Koła Premium	75 cm			LNW 9918	LNW 9919			
21.8 mm 	½ Koła	45 cm				LNW 9935			
22 mm 	½ Koła	70 cm				LNW 2735			

Solus 910 Swift™

POWLEKANY SZEW SYNTETYCZNY SZYBKOWCHŁANIAJĄCY, PLECIONY (POLIGLAKTYNA 910)

IGŁA ODWROTNIE TNĄCA - REVERSE CUTTING

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici						
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
10 mm 	3/8 Koła	45 cm	LNW 2716	LNW 2717					
26 mm 	3/8 Koła	45 cm				LNW 2732 S			
		70 cm				LNW 2732			
26 mm 	3/8 Koła Premium	75 cm					LNW 9933		
35 mm 	3/8 Koła	60 cm						LNW 2721	
36 mm 	3/8 Koła	60 cm					LNW 2720		
40 mm 	1/2 Koła	60 cm					LNW 2720 SP		

PODWÓJNA - DOUBLE ARMED

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici						
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
40 mm podwójna 	1/2 Koła Round Bodied, Igła odwrotnie tnąca	90 cm						LNW 2666	
		140 cm					LNW 2777		
		180 cm					LNW 2777 L		



Mass™

SZEW SYNTETYCZNY MONOFILAMENTOWY,
WCHŁANIALNY

Mass™

SZEW SYNTETYCZNY MONOFILAMENTOWY, WCHŁANIALNY

Szczegóły Produktu:

Skład: Poliester poli (p-dioxanon)

Struktura: Monofilament

Powlekanie: Brak

Podtrzymywanie tkankowe in vitro: 90% po 4 tygodniach

Reakcja tkankowa: Nie wykazują antygenowości, są apirogenne i podczas wchłaniania wywołują jedynie łagodny odczyn tkankowy

Czas wchłaniania: Całkowicie wchłaniany w ciągu 180 - 240 dni

Sterylizacja: 100% tlenek etylenu

Dostępne w rozmiarach: 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1

Kolor: Fioletowy i niebarwiony


Okres trwałości: 5 lat

Sposób pakowania: Opakowania z 12 szwami

Cechy charakterystyczne:

- Idealny do tkanek wewnętrznych, gdzie preferowane są długotrwałe, wchłanialne szwy.
- Bardzo wysoka początkowa wytrzymałość na rozciąganie i doskonała giętkość.
- Płynnie przechodzi przez tkanki i jest bardzo łagodny (mniejsza reaktywność).
- Szwy zgodne z wymogami Farmacopei USA (U.S.P.) oraz Farmakopei Europejskiej (PhEUR).

Profil podtrzymywania tkankowego:



Mass™

SZEW SYNTETYCZNY MONOFILAMENTOWY, WCHŁANIAŁNY

IGŁA OKRĄGŁA - TAPER POINT

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici						
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
13 mm 	3/8 Koła	70 cm		LNW 1013					
13 mm Podwójna 	3/8 Koła	70 cm		LNW 1013 DA					
13 mm 	1/2 Koła	45 cm			LNW 9102				
		70 cm		LNW 9513 SA					
13 mm Podwójna 	1/2 Koła	45 cm			LNW 9102 DA				
		70 cm	LNW 9613	LNW 9613					
17 mm 	1/2 Koła	90 cm			LNW 9109		LNW 9108		
20 mm 	1/2 Koła	70 cm			LNW 9304		LNW 9237		
20 mm Podwójna 	1/2 Koła	70 cm			LNW 9304 DA		LNW 9237 DA		
30 mm 	1/2 Koła	70 cm				LNW 9332			
30 mm HEAVY 	1/2 Koła	70 cm						LNW 9254	
31 mm 	1/2 Koła	70 cm					LNW 9133		



Mass™

SZEW SYNTETYCZNY MONOFILAMENTOWY, WCHŁANIAŁNY

IGŁA OKRĄGŁA - TAPER POINT

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici						
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
 40 mm HEAVY	½ Koła	90 cm						LNW 9371	LNW 9352
 40 mm HEAVY	½ Koła	150 cm (Pętla)							LNW 9261
 44 mm BLUNT	½ Koła	150 cm (Pętla)							LNW 9367
 45 mm HEAVY	½ Koła	90 cm							LNW 9248
 50 mm HEAVY	½ Koła	150 cm (Pętla)							LNW 9262


IGŁA OKRĄGŁO-TNĄCA - TAPER CUT

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici						
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
 30 mm	½ Koła	70 cm					LNW 9334		
 40 mm	½ Koła	90 cm							LNW 9218
 45 mm	½ Koła	90 cm							LNW 9354

IGŁA KONWENCJONALNIE TNĄCA - CONVENTIONAL CUTTING

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici						
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
12 mm 	3/8 Koła Premium	45 cm	LNW 9861						
16 mm 	3/8 Koła Premium	45 cm		LNW 9872	LNW 9873				

IGŁA ODWROTNIE TNĄCA - REVERSE CUTTING

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici						
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
11 mm 	3/8 Koła	45 cm	LNW 9611						
19 mm 	3/8 Koła	70 cm		LNW 9519					
27 mm 	5/8 Koła	70 cm							LNW 9227
40 mm HEAVY 	1/2 Koła	90 cm							LNW 9221
48 mm 	1/2 Koła	90 cm							LNW 9374



Monolus™

SZEW SYNTETYCZNY MONOFILAMENTOWY,
WCHŁANIALNY (POLIGLEKAPRON 25)

Monolus™

SZEW SYNTETYCZNY MONOFILAMENTOWY, WCHŁANIALNY (POLIGLEKAPRON 25)

Szczegóły Produktu:

Skład: Kopolimer glikolidu i e-kaprolaktonu (Poliglekapron 25)

Struktura: Monofilament

Powlekanie: Brak

Podtrzymywanie tkankowe in vitro: 41% po 2 tygodniach

Reakcja tkankowa: Nie wykazują antygenowości, są apirogenne i podczas wchłaniania wywołują jedynie łagodny odczyn tkankowy

Czas wchłaniania: Całkowicie wchłaniany w ciągu 80 - 120 dni

Sterylizacja: 100% tlenek etylenu

Dostępne w rozmiarach: 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1

Kolor: Barwiony i niebarwiony


Okres trwałości: 5 lat

Sposób pakowania: Opakowania z 12 szwami

Cechy charakterystyczne:

- Wysoka początkowa wytrzymałość na rozciąganie.
- Doskonałe właściwości manipulacyjne i wysoka elastyczność.
- Idealny szew do użytku w zamknięciu podskórnym.
- Miękki materiał ułatwiający gładkie przejście przez tkanki (nie traumatyzuje tkanek).
- Szwy zgodne z wymogami Farmacopei USA (U.S.P.) oraz Farmakopei Europejskiej (PhEUR).

Profil podtrzymywania tkankowego:



Monolus™

SZEW SYNTETYCZNY MONOFILAMENTOWY, WCHŁANIAŁNY (POLIGLEKAPRON 25)

IGŁA OKRĄGŁA - TAPER POINT

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici						
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
16 mm 	3/8 Koła	70 cm			LNW 1648				
25 mm 	1/2 Koła	70 cm				LNW 1664	LNW 1665		
30 mm 	1/2 Koła	70 cm					LNW 1641	LNW 1642	
36 mm 	1/2 Koła	70 cm					LNW 1666		

IGŁA KONWENCJONALNIE TNĄCA - CONVENTIONAL CUTTING

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici						
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
12 mm 	3/8 Koła Premium	45 cm	LNW 833						
16 mm 	3/8 Koła Premium	45 cm		LNW 3204	LNW 3205				
25 mm 	3/8 Koła Premium	70 cm				LNW 1326			
25 mm 	5/8 Koła	70 cm					LNW 1602		
60 mm 	Prosta	70 cm				LNW 1650			

IGŁA ODWROTNIE TNĄCA - REVERSE CUTTING

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici						
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
16 mm 	3/8 Koła	70 cm			LNW 1205				
25 mm 	3/8 Koła	45 cm				LNW 3326 (M)-S			
		70 cm				LNW 3326 (M)			

NICI NIEWCHŁANIALNE

W naszym portfolio oferujemy syntetyczne nici niewchłaniające plecione:

Esterlus™ - Nici plecione poliestrowe

Silkus® - Nici plecione jedwabne

Oraz syntetyczne nici niewchłaniające monofilamentowe (jednowłóknowe):

Prolus® - Nici monofilamentowe z polipropylenu

Nylus® - Nici monofilamentowe z czarnego poliamidu (nylon)

Stelus™ - Drut chirurgiczny monofilamentowy ze stali nierdzewnej (316 L)

Syntetyczne nici niewchłaniające mają zastosowanie we wszystkich procedurach chirurgicznych, gdzie niezbędne jest permanentne wsparcie tkanek. Szczególnie wskazania obejmują m.in. chirurgię sercowo-naczyniową oraz do szycia skóry przy zabiegach chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej.



Esterlus™

POWLEKANY SZEW SYNTETYCZNY PLECIONY,
NIEWCHŁANIAŁNY

Esterlus™

POWLEKANY SZEW SYNTETYCZNY PLECIONY, NIEWCHANIALNY

Szczegóły Produktu:

Skład: Poliester

Struktura: Pleccionka

Powlekanie: Silikon aby zapewnić gładkość i lepszą elastyczność

Podtrzymywanie tkankowe in vitro: Zapewnia trwałe podtrzymanie tkanek (nie ulega biodegradacji ani nie traci wytrzymałości na rozciąganie)

Reakcja tkankowa: Bardzo łagodna reakcja tkankowa

Czas wchłaniania: Niewchłaniane

Sterylizacja: 100% tlenek etylenu

Dostępne w rozmiarach: 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1, 2, 3, 4, 5

Kolor: Zielony i biały

Okres trwałości: 5 lat

Sposób pakowania: Opakowania z 12 szwami


Cechy charakterystyczne:

- Pokryty silikonem, który działa jako środek zmniejszający tarcie, co mechanicznie ułatwia przechodzenie przez tkanki oraz podwyższa ogólną jakość nici.
- Elastyczny i wytrzymały, aby zapewnić trwałe podtrzymanie tkanek.
- Barwione dla dobrej widoczności w polu chirurgicznym.
- Łatwe sprowadzenie wężła i możliwość skorygowania jego położenia.
- Szwy zgodne z wymogami Farmacopei USA (U.S.P.) oraz Farmacopei Europejskiej (PhEUR).

Esterlus™

POWLEKANY SZEW SYNTETYCZNY PLECIONY, NIEWCHANIALNY

IGŁA OKRĄGŁA - TAPER POINT

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici						
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
13 mm Podwójna 	3/8 Koła	75 cm Zielone		LS 6890	LS 6891				
13 mm Podwójna 	1/2 Koła	75 cm Zielone			LS 6892				
		75 cm Białe			LS 6893				
13 mm Podwójna 	1/2 Koła	75 cm Zielone			LS 6892-PL-3				
Pledget 3mm x 3mm x 1.5mm		75 cm Białe			LS 6893-PL-3				
25 mm 	1/2 Koła	100 cm Zielone				LS 655			
25 mm Podwójna 	1/2 Koła	90 cm					LS 6226-PL-3		
Pledget 3mm x 3mm x 1.5mm									
26 mm Podwójna 	1/2 Koła	75 cm Zielone				LS 6832			
		100 cm Zielone				LS 6552			

IGŁA OKRĄGŁO-TNĄCA - TAPER CUT

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici						
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
17.5 mm Podwójna 	1/2 Koła	75 cm 5 Zielone & 5 Białe					LS 10B52		
		90 cm Zielone			LS 6935	LS 6936	LS 6937		
		90 cm Białe					LS 6917		
17.5 mm Podwójna 	1/2 Koła	75 cm 5 Zielone & 5 Białe					LS 10B55-PL-3		
Pledget 3mm x 3mm x 1.5mm		90 cm Zielone				LS 6936-PL-3	LS 6937-PL-3		
		90 cm Białe					LS 6917-PL-3		
17.5 mm Podwójna 	1/2 Koła	75 cm 5 Zielone & 5 Białe					LS 10B55		
		90 cm Zielone					LS 6937-PL-6		
		90 cm Białe					LS 6917-PL-6		
Pledget 6mm x 3mm x 1.5mm		90 cm 4 Zielone					LS 4B37		

POWLEKANY SZEW SYNTETYCZNY PLECIONY, NIEWCHANIALNY

IGŁA OKRĄGŁO-TNĄCA - TAPER CUT

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici							
			3-0	2-0	0	1	2	3	4	5
26 mm Podwójna 	½ Koła	75 cm 5 Zielone & 5 Białe		LS 10B72						
		90 cm Zielone		LS 6977						
		90 cm Białe		LS 6987						
26 mm Podwójna  Pledget 3mm x 3mm x 1.5mm	½ Koła	75 cm 5 Zielone & 5 Białe		LS 10B77-PL-3						
		90 cm Zielone		LS 6977 PL-3						
		90 cm Białe		LS 6987-PL-3						
26 mm Podwójna  Pledget 6mm x 3mm x 1.5mm	½ Koła	75 cm 5 Zielone & 5 Białe		LS 10B77						
		90 cm Zielone		LS 6977-PL-6						
		90 cm Białe		LS 6987-PL-6						
		90 cm 4 Zielone		LS 4B77						
45 mm HEAVY 	½ Koła	75 cm 1 Zielone					LS 4842			
		75 cm 4 Zielone (multi-strand)					LS 4843			
55 mm HEAVY 	½ Koła	75 cm 1 Zielone								LS 4845
		75 cm 4 Zielone (multi-strand)								LS 4846

IGŁA ODWROTNIE TNĄCA - REVERSE CUTTING

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici						
			4-0	3-0	2-0	0	1	2	3
23 mm 	½ Koła	75 cm Zielone				LS 6517	LS 6942		
40 mm 	½ Koła	75 cm Zielone					LS 6941		



Silkus®

PLECIONY JEDWAB NIEWCHŁANIALNY, POWLEKANY

Szczegóły Produktu:

Skład: Jedwab

Struktura: Pleccionka

Powlekanie: Silikon, aby zapewnić gładkość i lepszą elastyczność

Podtrzymywanie tkankowe in vitro: Szew niewchłaniący, zapewnia trwałe podtrzymanie tkanek przez około rok (traci większość swojej wytrzymałości na rozciąganie w ciągu jednego roku)

Reakcja tkankowa: Jedwab będący naturalnym włóknem obejmuje reakcje alergiczne u pacjentów z wrażliwością na ten produkt, łagodne odczyny zapalne tkanek oraz przejściowe miejscowe podrażnienie rany

Czas wchłaniania: Jedwab jest kwalifikowany jako niewchłaniący szew, zostaje całkowicie zaabsorbowany w ciągu 2 lat

Sterylizacja: 100% tlenek etylenu

Dostępne w rozmiarach: 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1

Kolor: Czarny

Okres trwałości: 5 lat

Sposób pakowania: Opakowania z 12 szwami


Cechy charakterystyczne:

- Pokryty silikonem, który działa jako środek zmniejszający tarcie, co mechanicznie ułatwia przechodzenie przez tkanki oraz podwyższa ogólną jakość nici.
- Pakowane za pomocą papieru Tyvek dla dodatkowego bezpieczeństwa.
- Barwiony na czarno dla dobrej widoczności w polu chirurgicznym.
- Wytrzymałość na pociągnięcie i wytrzymałość igły zgodne z wymogami Farmacopei USA (U.S.P.) oraz Farmakopei Europejskiej (PhEUR).

IGŁA OKRĄGŁA - TAPER POINT

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici						
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
10 mm 	3/8 Koła	76 cm		LNW 5095					
12 mm 	3/8 Koła	76 cm		LNW 5027					
13 mm 	3/8 Koła	76 cm	LNW 5029						
16 mm 	3/8 Koła	76 cm		LNW 5081	LNW 5082				
16 mm 	1/2 Koła	76 cm			LNW 5049				
		90 cm			LNW 5050				
20 mm 	1/2 Koła	76 cm			LNW 5086	LNW 5087			
25 mm 	1/2 Koła	76 cm				LNW 5070			
		90 cm				LNW 5085			
30 mm 	3/8 Koła	76 cm						LNW 5017	
30 mm 	1/2 Koła	75 cm					LNW 5230		
		76 cm					LNW 5333	LNW 5334	
		90 cm					LNW 5331	LNW 5332	
35 mm 	3/8 Koła	90 cm				LNW 5100			
37 mm 	1/2 Koła	75 cm							LNW 5137


IGŁA OKRĄGŁA - TAPER POINT

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici						
			5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
 40 mm	½ Koła	70 cm							LNW 5073
 50 mm	Prosta	76 cm				LNW 5208			

IGŁA OKRĄGŁO-TNĄCA - TAPER CUT

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici						
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
 25 mm	½ Koła	76 cm					LNW 5670		

IGŁA KONWENCJONALNIE TNĄCA - CONVENTIONAL CUTTING

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	0	1
 16 mm	3/8 Koła	76 cm			LNW 5001	LNW 5002				
		90 cm			LNW 5000	LNW 5003				
 60 mm	Prosta	76 cm					LNW 5290			
 60 mm	3/8 Koła	76 cm								LNW 5062
		90 cm								LNW 5062 L

SZPATUŁKA - SPATULATED

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici						
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
 8 mm	1/4 Koła Micro Point	38 cm	LNW 5088						

IGŁA ODWROTNIE TNĄCA - REVERSE CUTTING

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici						
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
8 mm 	$\frac{3}{8}$ Koła Micro Point	38 cm	LNW 5043						
10 mm 	$\frac{3}{8}$ Koła Micro Point	38 cm	LNW 5012						
12 mm 	$\frac{3}{8}$ Koła	76 cm		LNW 5080					
		90 cm		LNW 5079					
26 mm 	$\frac{3}{8}$ Koła	76 cm				LNW 5028			
45 mm 	$\frac{3}{8}$ Koła	76 cm					LNW 5036	LNW 5037	
		90 cm					LNW 5036 L	LNW 5037 L	
45 mm 	$\frac{1}{2}$ Koła	76 cm						LNW 5038	
50 mm 	$\frac{3}{8}$ Koła	76 cm							LNW 5063
50 mm 	$\frac{1}{2}$ Koła	76 cm					LNW 5052		

SZWY BEZIGŁOWE - PRE-CUT SUTURES

Długość nici	Rozmiar nici							
	4-0	3-0	2-0	0	1	2	3	4
2 x 75 cm	WN 211	WN 212	WN 213	WN 214	WN 215	WN 21	WN 217	WN 218
2 x 35 cm		WN 222	WN 223	WN 224				

Opakowania z 12 szwami



Prolus®

SZEW SYNTETYCZNY MONOFILAMENTOWY,
NIEWCHŁANIAŁNY (POLIPROPYLEN)

Prolus®

SZEW SYNTETYCZNY MONOFILAMENTOWY, NIEWCHŁANIALNY (POLIPROPYLEN)

Szczegóły Produktu:

Skład: Polipropylen

Struktura: Monofilament

Powlekanie: Brak

Podtrzymywanie tkankowe in vitro: Zapewnia trwałe podtrzymanie tkanek (nie ulega biodegradacji ani nie traci wytrzymałości na rozciąganie)

Reakcja tkankowa: Bardzo rzadko może powodować łagodną reakcję zapalną tkanki

Czas wchłaniania: Niewchłaniający

Sterylizacja: 100% tlenek etylenu

Dostępne w rozmiarach: 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1

Kolor: Niebieski

Okres trwałości: 5 lat

Sposób pakowania: Opakowania z 12 szwami

Cechy charakterystyczne:

- Niezwykle wysoka wytrzymałość na rozciąganie oraz wyjątkowo plastyczny.
- Nie ulega niszczącemu działaniu enzymów tkankowych.
- Niezwykle gładki materiał powodujący minimalny uraz tkanek.
- Jako jedyny posiada kontrolowane rozciąganie zapobiegające nieumyślnemu zerwaniu szwu oraz plastyczne odkształcenie węzła, zapobiegające jego rozwiązaniu.
- Pakowane za pomocą papieru Tyvek dla dodatkowego bezpieczeństwa.
- Szwy zgodne z wymogami Farmacopei USA (U.S.P.) oraz Farmakopei Europejskiej (PhEUR).

**SZEW SYNTETYCZNY NIEWCHŁANIAŁNY, MONOFILAMENTOWY (POLIPROPYLEN)
SZWY ZALECANE W CHIRURGII SERCOWO-NACZYNIOWEJ**

IGŁA OKRĄGŁA - TAPER POINT

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici								
			8-0	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
6 mm CA-160 Podwójna 	3/8 Koła	60 cm	PL 2086-F								
6 mm CA-180 Podwójna 	3/8 Koła	60 cm		PL 2076							
8mm CA-180 Podwójna 	3/8 Koła	60 cm		PL 2078-F							
8 mm CA-200 Podwójna 	3/8 Koła	45 cm	PL 2088-S								
		60 cm	PL 2088	PL 2078							
		75 cm	PL 2088-L	PL 2078-L							
8 mm PCA-200 Podwójna 	3/8 Koła	60 cm	PL 2088-PV	PL 2078-PV							
9 mm CA-180 Podwójna 	3/8 Koła	60 cm	PL 2089								
9 mm CA-200 Podwójna 	3/8 Koła	60 cm		PL 2079							
		75 cm		PL 2079-L							
9mm CA-240 Podwójna 	3/8 Koła	60 cm		PL 2079-T	PL 8709						
		75 cm			PL 8709-L						

**SZEW SYNTETYCZNY NIEWCHŁANIAŁNY, MONOFILAMENTOWY (POLIPROPYLEN)
SZWY ZALECANE W CHIRURGII SERCOWO-NACZYNIOWEJ**
IGŁA OKRĄGŁA - TAPER POINT

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici								
			8-0	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
10 mm CA-200 Podwójna 	3/8 Koła	60 cm	PL 2080								
10 mm CA-220 Podwójna 	3/8 Koła	60 cm		PL 2070							
				PL 2710							
10 mm AA-280 Podwójna 	3/8 Koła	60 cm			PL 8691 PL 8804						
		75 cm			PL 8804-L						
10 mm LTF 330 Podwójna 	1/2 Koła	60 cm			PL 8207						
10 mm LTF 330 Podwójna  Pledget 3mm x 3mm x 1.5mm	1/2 Koła	60 cm			PL 8207-PL-3						
10 mm Podwójna 	1/2 Koła	60 cm				PL 8803					
		75 cm				PL 8803-L					
10 mm Podwójna  Pledget 3mm x 3mm x 1.5mm	1/2 Koła	60 cm				PL 8803-PL-3					
13 mm AA-240 Podwójna 	3/8 Koła	60 cm			PL 8726						
		75 cm			PL 8725						
		90 cm			PL 8723						

SZEW SYNTETYCZNY NIEWCHŁANIALNY, MONOFILAMENTOWY (POLIPROPYLEN)
SZWY ZALECANE W CHIRURGII SERCOWO-NACZYNIOWEJ

IGŁA OKRĄGŁO-TNĄCA - TAPER POINT

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici								
			8-0	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
13 mm AA-240 Podwójna  Pledget 3mm x 3mm x 1.5mm	$\frac{3}{8}$ Koła	60 cm			PL 8726-PL-3						
13 mm AA-280 Podwójna 		45 cm			PL 8726-T-S						
		60 cm			PL 8726-T						
		75 cm			PL 8725-T						
13 mm Podwójna 	$\frac{3}{8}$ Koła	75 cm				PL 8721					
13 mm LTF 330 Podwójna 	$\frac{1}{2}$ Koła	60 cm			PL 8206	PL 8205					
13 mm LTF 330 Podwójna  Pledget 3mm x 3mm x 1.5mm	$\frac{1}{2}$ Koła	60 cm			PL 8206-PL-3	PL 8205-PL-3					
13 mm LTF 430 Podwójna 	$\frac{1}{2}$ Koła	60 cm					PL 8204				
		75 cm					PL 8204 L				
13 mm LTF 430 Podwójna  Pledget 3mm x 3mm x 1.5mm	$\frac{1}{2}$ Koła	60 cm					PL 8204-PL-3				
13 mm Podwójna 	$\frac{1}{2}$ Koła	45 cm				PL 8710-S					
		75 cm				PL 8710					

IGŁA OKRĄGŁA - TAPER POINT

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici								
			8-0	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
13 mm Podwójna  Pledget 3mm x 3mm x 1.5mm	½ Koła	75 cm				PL 8710-PL-3					
16 mm Podwójna 	½ Koła	90 cm				PL 8556	PL 8557				
16 mm Podwójna  Pledget 3mm x 3mm x 1.5mm	½ Koła	90 cm				PL 8556-PL-3					
20 mm Podwójna 	½ Koła	90 cm					PL 8761				
26 mm 	½ Koła	75 cm						PL 8832			
26 mm Podwójna 	½ Koła	90 cm					PL 8521 PL 8521 T	PL 8522			

Prolus®

**SZEW SYNTETYCZNY NIEWCHŁANIAŁNY, MONOFILAMENTOWY (POLIPROPYLEN)
SZWY ZALECANE W CHIRURGII SERCOWO-NACZYNIOWEJ**

IGŁA OKRĄGŁO-TNĄCA - TAPER CUT

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici								
			8-0	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
8 mm CCA-220 Podwójna 	3/8 Koła	60 cm		PL 2078-CC							
17.4 mm Podwójna 	1/2 Koła	90 cm				PL 8517					
17.5 mm Podwójna 	1/2 Koła	90 cm					PL 8935	PL 8936	PL 8937		
		150 cm							PL 8937-L		
17.5 mm Podwójna  Pledget 3mm x 3mm x 1.5mm	1/2 Koła	90 cm					PL 8935-PL-3				
25 mm Podwójna 	1/2 Koła	90 cm						PL 8976			
26 mm Podwójna 	1/2 Koła	90 cm							PL 8977		
		150 cm							PL 8977-L		

IGŁA ODWROTNIE TNĄCA - REVERSE CUTTING


Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici								
			8-0	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
12 mm RE 280 	3/8 Koła	70 cm			PL 878						

**SZEW SYNTETYCZNY NIEWCHŁANIAŁNY, MONOFILAMENTOWY (POLIPROPYLEN)
SZWY ZALECANE W RÓŻNYCH SPECJALIZACJACH CHIRURGICZNYCH**
IGŁA OKRĄGŁA - TAPER POINT

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici								
			8-0	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
16 mm 	$\frac{3}{8}$ Koła	70 cm				LNW 881					
16 mm Podwójna 	$\frac{3}{8}$ Koła	70 cm				LNW 882					
16 mm 	$\frac{1}{2}$ Koła	70 cm					LNW 849				
		90 cm					LNW 848				
20 mm 	$\frac{1}{2}$ Koła	70 cm						LNW 887			
25 mm 	$\frac{1}{2}$ Koła	70 cm						LNW 838			
		90 cm						LNW 825			
26 mm 	$\frac{1}{2}$ Koła	90 cm								LNW 824	
30 mm 	$\frac{1}{2}$ Koła	70 cm						LNW 841	LNW 842		
		90 cm						LNW 844	LNW 846		
30 mm HEAVY 	$\frac{1}{2}$ Koła	70 cm								LNW 830	LNW 840

**SZEW SYNTETYCZNY NIEWCHŁANIAŁNY, MONOFILAMENTOWY (POLIPROPYLEN)
SZWY ZALECANE W RÓŻNYCH SPECJALIZACJACH CHIRURGICZNYCH**

IGŁA OKRĄGŁA - TAPER POINT

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici								
			8-0	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
 40 mm	½ Koła	150 cm (Pętla)								LNW 833	
 40 mm HEAVY	½ Koła	70 cm									LNW 843
		90 cm									LNW 843 L
 50 mm	½ Koła	150 cm (Pętla)								LNW 834	
 50 mm HEAVY	½ Koła	150 cm (Pętla)									LNW 835

**SZEW SYNTETYCZNY NIEWCHŁANIAŁNY, MONOFILAMENTOWY (POLIPROPYLEN)
SZWY ZALECANE W RÓŻNYCH SPECJALIZACJACH CHIRURGICZNYCH**
IGŁA OKRĄGŁO-TNĄCA - TAPER CUT


Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici								
			8-0	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
17 mm 	½ Koła	70 cm					LNW 899				
25 mm 	½ Koła	70 cm							LNW 807	LNW 805	
		90 cm							LNW 806		
25 mm Podwójna 	½ Koła	90 cm							LNW 877		
30 mm HEAVY 	½ Koła	90 cm								LNW 894	
		100 cm									LNW 896
36 mm 	½ Koła	90 cm							LNW 850		
45 mm HEAVY 	½ Koła	100 cm									LNW 845

SZEW SYNTETYCZNY NIEWCHŁANIALNY, MONOFILAMENTOWY (POLIPROPYLEN)
SZWY ZALECANE W RÓŻNYCH SPECJALIZACJACH CHIRURGICZNYCH

IGŁA KONWENCJONALNIE TNĄCA - CONVENTIONAL CUTTING

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici								
			8-0	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
13 mm 	3/8 Koła	70 cm			LNW 817						
16 mm 	3/8 Koła	45 cm					LNW 815				
		60 cm					LNW 816				
		70 cm					LNW 870				
16 mm Podwójna 	3/8 Koła	70 cm					LNW 870-DA				
22 mm 	3/8 Koła	70 cm						LNW 018			
25 mm 	3/8 Koła	45 cm						LNW 820			
		60 cm						LNW 821			
		70 cm						LNW 802			
60 mm 	Prosta	70 cm						LNW 888			

IGŁA ODWROTNIE TNĄCA - REVERSE CUTTING

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici								
			8-0	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
12 mm 	$\frac{3}{8}$ Koła	45 cm					LNW 879				
		70 cm				LNW 880					
		90 cm				LNW 889					
13 mm 	$\frac{3}{8}$ Koła Premium	70 cm				LNW 862					
45 mm 	$\frac{3}{8}$ Koła	70 cm							LNW 863		
45 mm HEAVY 	$\frac{1}{2}$ Koła	100 cm									LNW 883
45 mm HEAVY Podwójna 	$\frac{1}{2}$ Koła	100 cm									LNW 883 DA



Nylus®

SZEW SYNTETYCZNY MONOFILAMENTOWY,
NIEWCHŁANIALNY (POLIAMID)

Szczegóły Produktu:

Skład: Poliamid

Struktura: Monofilament

Powlekanie: Brak

Podtrzymywanie tkankowe in vitro: Zapewnia trwałe podtrzymanie tkanek, jednak ulega hydrolizie, która powoduje stopniową utratę wytrzymałości o około 20% każdego roku (ulega biodegradacji w tkankach w dłuższym okresie około 5 lat)

Reakcja tkankowa: Bardzo rzadko może powodować łagodną reakcję zapalną tkanki

Czas wchłaniania: Niewchłaniałny

Sterylizacja: 100% tlenek etylenu

Dostępne w rozmiarach: 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1

Kolor: Czarny

Okres trwałości: 5 lat

Sposób pakowania: Opakowania z 12 szwami

Cechy charakterystyczne:

- Wyjątkowa elastyczność i gładkość materiału.
- Niezwykle łatwo przechodzi przez tkanki z powodu niskiego współczynnika tarcia.
- Doskonałe igły do cięcia, które znakomicie nadają się do chirurgii plastycznej oraz do szycia skóry.
- Małe rozmiary mają zastosowanie w mikrochirurgii oraz chirurgii oka.
- Pakowane za pomocą papieru Tyvek dla dodatkowego bezpieczeństwa.
- Wytrzymałość na pociągnięcie i wytrzymałość igły zgodne z wymogami Farmacopei USA (U.S.P.) oraz Farmakopei Europejskiej (PhEUR).

SZEW SYNTETYCZNY MONOFILAMENTOWY, NIEWCHŁANIAŁNY (POLIAMID)

IGŁA OKRĄGŁA - TAPER POINT

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici							
			11-0	10-0	9-0	8-0	3-0	2-0	0	1
3.8 mm 	3/8 Koła	13 cm	LNW 2881 G	LNW 2870 G						
5.1 mm 	3/8 Koła	13 cm		LNW 2850 G	LNW 2829 G					
6 mm 	3/8 Koła Micro Point	38 cm			LNW 3709	LNW 3708				
6.5 mm 	3/8 Koła	13 cm				LNW 2808 G				
		25 cm			LNW 2800 G					
40 mm 	1/2 Koła	150 cm (Pętla)							LNW 3340	
40 mm HEAVY 	1/2 Koła	100 cm							LNW 3346	LNW 3347
50 mm HEAVY 	1/2 Koła	150 cm (Pętla)								LNW 3348
		200 cm (Pętla)								LNW 3348 K

SZEW SYNTETYCZNY MONOFILAMENTOWY, NIEWCHŁANIALNY (POLIAMID)

IGŁA KONWENCJONALNIE TNĄCA - CONVENTIONAL CUTTING

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici						
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
13 mm 	3/8 Koła Premium	70 cm	LNW 3351						
16 mm 	3/8 Koła	35 cm		LNW 3315					
		70 cm			LNW 3318	LNW 3321			
		90 cm			LNW 3319				
19 mm 	3/8 Koła	45 cm			LNW 3356				
		60 cm			LNW 3357				
		70 cm			LNW 3567				
26 mm 	3/8 Koła	70 cm	LNW 3331						
55 mm 	Prosta	100 cm					LNW 3255		
60 mm 	Prosta	70 cm				LNW 3388	LNW 3390	LNW 3389	

IGŁA ODWROTNIE TNĄCA - REVERSE CUTTING

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici						
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
10 mm 	3/8 Koła	38 cm			LNW 3326				
		70 cm	LNW 3320	LNW 3322					
12 mm 	3/8 Koła	70 cm		LNW 3317					
		90 cm		LNW 3316					
12 mm 	3/8 Koła Premium	70 cm			LNW 3752				

SZEW SYNTETYCZNY MONOFILAMENTOWY, NIEWCHŁANIAŁNY (POLIAMID)

IGŁA ODWROTNIE TNĄCA - REVERSE CUTTING

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici						
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
13 mm 	3/8 Koła	60 cm		LNW 3353					
16 mm 	3/8 Koła	70 cm				LNW 3332			
26 mm 	3/8 Koła	35 cm				LNW 3328 S			
		45 cm					LNW 3302		
		70 cm				LNW 3328			
		90 cm				LNW 3328 L			
40 mm 	3/8 Koła	70 cm					LNW 3333		
40 mm HEAVY 	1/2 Koła	100 cm						LNW 3334	LNW 3335
45 mm 	3/8 Koła	35 cm					LNW 3336 S		
		70 cm					LNW 3336	LNW 3337	
		90 cm					LNW 3336 L		
		110 cm					LNW 3336 EL		
45 mm HEAVY 	1/2 Koła	100 cm							LNW 3338
50 mm HEAVY 	1/2 Koła	100 cm							LNW 3362

SZEW SYNTETYCZNY MONOFILAMENTOWY, NIEWCHŁANIAŁNY (POLIAMID)

SZPATUŁKA - SPATULATED

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici										
			11-0	10-0	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
6 mm 	3/8 Koła Premium Micro Point	38 cm		LNW 3720									
6 mm Podwójna 	3/8 Koła Micro Point	38 cm			LNW 3714	LNW 3324							
6 mm Podwójna 	3/8 Koła Premium Micro Point	38 cm		LNW 3717									

SZWY BEZIGŁOWE - PRE-CUT SUTURES

Długość nici	Rozmiar nici					
	4-0	3-0	2-0	0	1	2
2 x 35 cm			WN 703	WN 704	WN 705	
2 x 76 cm			WN 903	WN 904	WN 905	WN 906

Opakowania z 12 szwami



Stelus™

DRUT CHIRURGICZNY MONOFILAMENTOWY ZE STALI NIERDZWNEJ

Stelus™

DRUT CHIRURGICZNY MONOFILAMENTOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ

Szczegóły Produktu:

Skład: Stal nierdzewna (316 L)

Struktura: Monofilament

Powlekanie: Brak

Podtrzymywanie tkankowe in vitro: Zapewnia trwałe podtrzymanie tkanek (drut chirurgiczny wykazuje wysoką wytrzymałość na rozciąganie i nie ulega biodegradacji)

Reakcja tkankowa: Bardzo niska reaktywność tkankowa

Czas wchłaniania: Niewchłaniany

Sterylizacja: 100% tlenek etylenu

Dostępne w rozmiarach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Kolor: Srebrny

Okres trwałości: 5 lat

Sposób pakowania:

Opakowania z 12 x 6 = 72 szwami

Opakowania z 12 x 4 = 48 szwami

Opakowania z 12 x 2 = 24 szwami

Opakowania z 12 x 1 = 12 szwami

Cechy charakterystyczne:

- Szwy Stelus są spawane laserowo.
- Wyjątkowo dobra plastyczność eliminuje ryzyko pęknięcia podczas manipulowania.
- W kontakcie z tkanką wykazuje stosunkowo najniższy odczyn tkankowy.
- Szwy zgodne z wymogami Farmacopei USA (U.S.P.) oraz Farmakopei Europejskiej (PhEUR).

DRUT CHIRURGICZNY MONOFILAMENTOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ

IGŁA TĘPA - BLUNT POINT

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici						
			0	1	2	3	4	5	6
40 mm 	½ Koła	45 cm (4 x 45 cm)		LS 661	LS 662				
45 mm 	½ Koła	45 cm (4 x 45 cm)					LS 664	LS 651	LS 649
		75 cm (2 x 75 cm)						LS 643	LS 645
45 mm 	½ Koła	75 cm (6 x 75 cm)							LS 756VS

IGŁA OKRĄGŁO-TNĄCA - TAPER CUT

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici						
			0	1	2	3	4	5	6
40 mm 	½ Koła	45 cm (4 x 45 cm)		LS 660	LS 650				

IGŁA KONWENCJONALNIE TNĄCA - CONVENTIONAL CUTTING

Długość i rodzaj igły	Kształt igły	Długość nici	Rozmiar nici							
			0	1	2	3	4	5	6	7
48 mm 	½ Koła	45 cm (4 x 45 cm)					LS 652	LS 653	LS 654	LS 654-T
		45 cm (6 x 45 cm)							LS 654-6	
		75 cm (2 x 75 cm)						LS 646	LS 644	
57 mm HEAVY 	3/8 Koła	75 cm (2 x 75 cm)						LS 647		

ZAMÓWIENIA PRODUKTÓW **MEDCOR**

Aby złożyć zamówienie lub uzyskać dodatkowe informacje można:

- wysłać maila: **biuro@medcor.pl**
- skontaktować się telefonicznie: **+48 730 709 103**
- wypełnić formularz na naszej stronie: **www.medcor.pl**

Adres do korespondencji:

Medcor Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa



NOTATKI

NOTATKI

